

Edelstahl-Kompressionsverschraubungen Konisches Gewinde (BSPT)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Um eine breite Palette von mineralisierten und anderen von Labfacility angebotenen Sensoren zu unterstützen.

Edelstahl-Kompressionsverschraubungen mit BSPT-(British Standard Pipe Taper)-Gewinden werden häufig zum Verbinden von Rohren und Rohren in unterschiedlichen anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt.

BSPT-Gewinde sind konisch, das heißt, der Gewindedurchmesser nimmt gegen Ende ab, was die Abdichtung beim Anziehen des Verschlusses verbessert.

Die Verwendung von Edelstahl bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit, wodurch diese Anschlüsse ideal für harte Bedingungen in Branchen wie chemischer Verarbeitung, I- und Gas- sowie Marineanwendungen sind.

Technische Daten

Specifications

General Description	Male in-line stainless steel compression type with nut & olive
Material	Stainless steel, BSPT tapered thread
Thread	1/8"BSPT, 1/4"BSPT, 1/2"BSPT, 3/8"BSPT or 3/4"BSPT available
Probe Diameter	Suitable for both metric and imperial probe diameters from 1.0mm to 12.0mm