

**PFA-isoliertes IEC-Feinspur-Offenliegendes  
bergangsthermoelement (0,076 mm Leiter) Typ K  
1 M Lnge**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermoelement Typ K. Schnelle Ansprache, geschweifte freiliegende Verbindung mit nackten Enden erhltlich. Ideal fr Test- und Entwicklungsanwendungen.

**Technische Daten****Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-3510-001
<b>General Description</b>	Fast response, welded tip exposed junction
<b>Sensor Type</b>	Exposed Junction
<b>Thermocouple Type</b>	K IEC
<b>Cable Length</b>	1M
<b>Cable Type</b>	Teflon® PFA insulated wires
<b>Core / Strands</b>	0.003" (0.076mm) conductors
<b>Termination Type</b>	Bare Tails
<b>Max. Temperature</b>	260°C
<b>Min. Temperature</b>	-75°C
<b>Standards Met</b>	IEC-584-3
<b>Series</b>	Exposed Junctions