

ANSI Mineralisoliertes Thermoelement - Typ K mit Miniaturstecker - 1,5 mm x 150 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS)-Kalibrierstandards rckfhrbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.

Leistungsbeschreibung**Specifications**

Product Code	XE-3000-001
Thermocouple Type	K
Thermocouple Junction	Hot junction insulated from sheath
Probe Diameter	1.5mm
Probe Length	150mm
Sheath Material	Stainless steel 310 sheath
Termination Type	Miniature Plug
Max. Temperature	1100°C
Standards Met	ANSI
Series	Mineral Insulated