


Tragbarer Einstechfhler aus Edelstahl - Typ K IEC 1,6 mm x 60 mm





Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.



Einstechfhler aus Edelstahl 316 mit spitzer Spitze zur Temperaturmessung von Flssigkeiten und halbfesten Flssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rckfhrbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie knnen beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswhlen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufgen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-3850-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	K IEC
Probe Diameter	1.6mm
Probe Length	60mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Fitted plug
Max. Temperature	+400°C