


100-Ohm-Drahtgewickeldetektoren Klasse B 0,9 mm x 15 mm



100 OHM WIRE WOUND DETECTORS



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Bitte beachten Sie: Die DIN-Lieferzeiten der Klasse 1/10 variieren bitte fragen Sie nach, sonst werden Sie nach der Bestellung mit einer Lieferzeit kontaktiert.

Technische Daten

Specifications

Product Code	XE-4705-001
General Description	Wirewound construction for optimum performance and stability
Sensor Type	Pt100 Single Element
Max. Temperature	650°C
Min. Temperature	-200°C
Tolerance	Class B
Dimensions	0.9mm Width x 15mm Length
Series	RTD Detectors