

Easy Grip Allzweck-Temperaturfhler fr Lebensmittel / Grill



Optional Digital Thermometers



GM1312 General
Purpose Digital
Thermometer
(Type K,J,T,E,N,R/S)



Industrial
Thermometer
Therna 1
(Type K)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Die Easy Grip Food & BBQ Allzwecksonde wurde für Pitmaster, Küche, Caterer und alle entwickelt, die die Temperaturkontrolle ernst nehmen. Dieses robuste, hygienische und wasserdichte Thermoelement liefert schnelle und genaue Messwerte in anspruchsvollen Kochumgebungen ganz gleich, ob Sie ein langsam geruchertes Bruststück bewachen oder eine Grogke betreiben. Sein ergonomischer, antimikrobieller Griff und die Schutzart IP67 machen ihn zu einem unverzichtbaren Gerät, wenn es auf Präzision und Hygiene ankommt.

Hauptmerkmale für den Grill- und Lebensmittelgebrauch:

Robust und wasserdicht (Schutzart IP67): Gebaut für verrauchte Grillplätze, Catering im Freien und heiße Hochdruckküchen staubdicht und resistent gegen kurzzeitiges Eintauchen.

Hygienischer Easy Grip-Griff: Ergonomisch geformt und mit antimikrobieller Technologie angereichert, um Kreuzkontaminationen in stark frequentierten Bereichen der Lebensmittelzubereitung zu reduzieren.

Getestete Haltbarkeit: Drehmoment und Zugfestigkeit getestet, um wiederholtem Gebrauch in professionellen Grill-, Catering- und Restaurantumgebungen standzuhalten.

Flexibel für alle Kochszenarien: 2 m langkruseltes Polyurethankabel mit angespritztem IEC-Stecker ideal zum Manövrieren um Grills, Smoker und Zubereitungsstationen.

Warum es perfekt für BBQ & Food Service ist

Hält es sauber: Der antimikrobielle Easy Grip-Griff hilft, das Wachstum von Bakterien und Kreuzkontaminationen zu verhindern entscheidend für die Einhaltung der Lebensmittelsicherheit.

Gebaut für die Hitze: Hält extremen Kochbedingungen stand, vom Grillen bei hohen Temperaturen bis hin zum langsamen Ruchern.

Angenehm zu halten: Ergonomischer Griff für lange Stunden im Catering oder bei Veranstaltungen im Freien.

Eine Sonde, viele Einsatzmöglichkeiten: In Grogchen, bei Grillwettbewerben und in der Groggastronomie gleichermaßen zu Hause.

Leistungsbeschreibung

Specifications

General Description	Mineral-insulated thermocouple with 316 stainless-steel sheath for strength and hygiene
Probe Diameter	1.5mm or 3.0mm (PRT: 4.0mm)
Probe Length	100mm or 300mm
Cable Length	2M (extended curly cable)



Termination Type	Type K or T miniature plug (IEC 584), or PRT bare wires (IEC 751)
Max. Temperature	Type K: 1100°C / Type T: 400°C / PRT: 260°C
Min. Temperature	-50°C