

## Sonden-Desinfektionstcher (Marke kann variieren). Packung mit 200 Stck



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Bitte beachten Sie: Verpackung / Marke kann variieren - Artikel nicht auf Lager gehalten, um Frische bei der Bestellung zu gewährleisten. Kurze Lieferzeiten und Abweichungen können aufgrund der Verfügbarkeit gelten. Unser Verkaufsteam wird dies vor dem Versand bestätigen.**

Sonden-Desinfektionstücher sind wirksam gegen 99,9 % der grampositiven und gramnegativen Bakterien sowie gegen die meisten Viren, Pilze und andere Mikroorganismen, einschließlich Sporen. Sie sind mit einer dualen Wirkstoffformulierung vorbestrichen, die sich ideal für eine effektive Infektionskontrolle und die Verhinderung einer Kreuzkontamination von Sonden und Utensilien eignet.

### **Einsatzgebiete:**

Die Pal Probe Desinfektionstücher wurden für die Desinfektion kleiner Oberflächen entwickelt und sind ideal für den Einsatz in Lebensmittelumgebungen auf Temperaturfählern und kleinen Utensilien. Sie eignen sich auch für den Einsatz in Laboren und klinischen Umgebungen.

Wanne im Taschenformat (Sondengren: 130 x 125 mm)

Menge pro Packung - 200

Wannengre - 85 mm Durchmesser x 170 mm Hhe.

Gefällig

Die kontrollierte Dosierung sorgt für eine effektive Desinfektion bei jeder Anwendung.

Reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen.

Das blaue Farbtuch ist in Umgebungen für die Zubereitung von Speisen gut sichtbar.

Bequem

Ersetzt das ständige Waschen von Sonden und Utensilien.

Das praktische Taschenpaket passt in die Tunika oder die Utensilienschublade des Kochs.

Schnell zu bedienen und einfach zu bedienen.

Kostengünstige

Spart wertvolle Zeit und reduziert den Bedarf an mehreren Sonden und Utensilien.

(Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor Gebrauch immer das Etikett und das Produktinformationsblatt.)

## **Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-6500-001
---------------------	-------------