

ANSI 6-Wege-Thermoelement-Auswahlschalter, Tischmontage



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Ein 6-Wege-Selektor in einem geformten Gehäuse mit Aluminium-Front- und Rückwänden. Die hinteren Eingänge werden über einen vorderen Drehschalter an die einzelne Ausgangsbuchse geschaltet.

Intern verdrahtet mit Thermoelement-Kompensationskabel und erhältlich mit Thermoelementtypen K, J, T, N & R/S.

Spezifikation:

Konstruktion - Tragbare / Bankmontageeinheit im Formgehäuse mit Aluminium-Front- und Heckplatten

Größe - 130mm breit x 60mm hoch x 145mm tief

Eingangsstecker – 6 Miniatur-kompensierte Thermoelement-Buchsen

Ausgangsstecker - Single Miniatur kompensierte Thermoelementbuchse

Erhältlich in ANSI Typ K, J, T, N & R/S

Specifications