



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Konformitätsbescheinigung

ISO9001

CERTIFICATE OF CONFORMITY



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockists of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Ein von einer zuständigen Behörde bescheinigtes Dokument, dass die gelieferte Waren oder Dienstleistungen den erforderlichen Spezifikationen entsprechen.

Auch Konformitätszertifikat oder Konformitätszertifikat genannt.

Specifications

Product Code	PO-COC
--------------	--------