

IR RayTemp 2 Infrarotthermometer



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Industrielle Nutzung Genauigkeit nicht für medizinische Zwecke geeignet.

Kostenloses, rückverfolgbares Kalibrierungszertifikat

Erfasst die Maximal-/Minutentemperaturen

Zeigt die Umgebungstemperatur an

RayTemp 2 Infrarotthermometer Hier im Vereinigten Königreich entworfen und hergestellt, das neue RayTemp 2 Infrarot-Fernrohrthermometer. Richten Sie einfach das Thermometer auf das Ziel und drücken Sie die Messtaste, um die Oberflächentemperatur im Bereich von -49,9 bis 349,9 C anzuzeigen, mit einer Auflösung von 0,1 C oder 1 C und einer sicheren Genauigkeit von 1 C im Bereich von 0 bis 100 C.

KOSTENLOSES, nachvollziehbares Kalibrierungszertifikat ist enthalten.

Technische Daten

Specifications

Product Code	XE-3941-001
General Description	The RayTemp® 2 incorporates a 5:1 optic ratio (target distance/diameter ratio) and a fixed emissivity of 0.95 making it suitable for a wide range of food and industrial applications.
Type	infrared
Accuracy	±1 °C (0 to 100 °C) otherwise ±2 °C or ±2 % of reading, whichever is greater
Resolution	0.1°C & 1°C
Emissivity	0.95 fixed
Dimensions	25 x 56 x 128mm
Input / Ranges	-49.9 to 349.9°C
Weight	130 grams
Power Consumption	5000 hours continuous use
Power Supply	3 x 1.5 volt AAA



Important Information

Not suitable for medical use. Please note that certificates supplied do not display an expiry date. They state the date the item was manufactured. The frequency of recalibration is determined by each customer's specific application requirements and intern