

Industriethermometer Therma 1 (Typ K)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

BITTE BEACHTEN SIE: Die Vorlaufzeit betrgt 710 Werkzeuge bei der Wahl der Kalibrierung

Der Therma 1 verfügt über große, leicht lesbare LCD-Displays mit offenem Strom 'Err' und niedriger Batterieanzeige. Jedes Thermometer wird von drei 1,5-Volt-AAA-Batterien betrieben, die eine Mindestakkulaufzeit von fünf Jahren bieten. Die Geräte schalten sich nach zehn Minuten automatisch aus, was die Akkulaufzeit maximiert. Diese Funktion kann vom Benutzer bei Bedarf deaktiviert werden.

Es ist keine Sonde enthalten, bitte wählen Sie aus dem breiten Labfacility-Sortiment an Sonden, die zu diesem Produkt passen

Optionale handgehaltene Temperatursensoren für die Verwendung mit diesem Gerät sind im Dropdown-Menü verfügbar. 26 Sonden sind verfügbar, wählen Sie Typ-K-Sondenstil, Länge und Durchmesser.

Technische Daten

Specifications

Product Code	XE-3988-001
General Description	Housed in a robust ABS case that contains 'Biomaster' additive that helps to reduce bacterial growth.
Type	Industrial Digital Thermometer
Thermocouple Type	Type K
Accuracy	±0.4°C ±0.1%
Input / Ranges	0.1°C -99.9 to 299.9°C. 1°C 300 to 1372°C
Resolution of data display	0.1°C & 1°C
Dimensions	25 x 56 x 128mm
Power Supply	Battery 3 x 1.5 volt AAA. Battery life 10000 hours/min 5 years
Sensor Type	Sensor type K miniature thermocouple
Weight	130 grams



Accessories

Please note that certificates supplied do not display an expiry date. They state the date the item was manufactured. The frequency of recalibration is determined by each customer's specific application requirements and internal quality procedures.