


## 100-Ohm-Drahtgewickelmelder Klasse 1/10 DIN 2,8 mm x 15 mm



100-Ohm-Drahtgewickelmelder Klasse 1/10 DIN



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Bitte beachten Sie: Die DIN-Lieferzeiten der Klasse 1/10 können variieren bitte fragen Sie nach, damit wir Sie vor der Bestellung informieren können.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4796-001
<b>General Description</b>	Wirewound construction for optimum performance and stability
<b>Sensor Type</b>	Pt100 Single Element
<b>Max. Temperature</b>	650°C
<b>Min. Temperature</b>	-200°C
<b>Tolerance</b>	1/10DIN relative to IEC 60751 over the range 0°C to 150°C
<b>Dimensions</b>	2.8mm Width x 15mm Length