

**Mineralisiertes Thermoelement mit kompaktem  
KNS-Anschlusskopf - Typ K - 6,0 mm  
Durchmesser - 300 mm Länge**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?**

Rckfhrbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie knnen beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswhlen.

**Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.**

**Leistungsbeschreibung****Specifications**

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Code</b>          | XE-3324-001                                                                                            |
| <b>General Description</b>   | Flexible mineral insulated probe with 310 stainless steel sheath                                       |
| <b>Sensor Type</b>           | Type 'K' (Nickel Chromium/Nickel Aluminium) to IEC 584                                                 |
| <b>Thermocouple Junction</b> | Insulated hot junction                                                                                 |
| <b>Element/hot junction</b>  | Single element, junction insulated from sheath (offers protection against spurious electrical signals) |
| <b>Probe Diameter</b>        | 6.0mm                                                                                                  |
| <b>Probe Length</b>          | 300mm                                                                                                  |
| <b>Sheath Material</b>       | 310 stainless steel sheath                                                                             |
| <b>Head Type</b>             | KNS, Cast aluminium finish, screw type lid with chain. Head fitted 2-way ceramic block                 |
| <b>Gland</b>                 | M16 x 1.5mm Plated brass gland fitted                                                                  |
| <b>Max. Temperature</b>      | +1100°C (Max temp of head is 170°C)                                                                    |
| <b>Min. Temperature</b>      | -40°C                                                                                                  |
| <b>IP Rating</b>             | IP67                                                                                                   |



|        |                   |
|--------|-------------------|
| Series | Mineral Insulated |
|--------|-------------------|