




LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

PFA-isoliertes Flachpaar-IEC-Offenschaltungs-Thermoelement mit Miniaturstecker Typ K 1/0,3 mm Strnggre 2 M Lnge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Gute mechanische Festigkeit und Flexibilität, widerstandsfähig gegen Öl, Säuren und andere ungünstige Flüssigkeiten.

Technische Daten

Specifications

Product Code	XE-3485-001
Sensor Type	Fast response, welded exposed junction
Thermocouple Type	K IEC
Cable Connection	Terminated with a miniature flat pin plug
Cable Length	2M
Core / Strands	1/0.3mm
Termination Type	Miniature Plug
Standards Met	(cores & jacket) to IEC-584-3
Insulation Material	Insulation rating: -75°C to 260°C
Series	Exposed Junctions