


**PFA-isoliertes  
Flachpaar-IEC-Offenschaltungs-Thermoelement  
mit Miniaturstecker Typ K 1/0,5 mm Strnggre 3  
m Lnge**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Gute mechanische Festigkeit und Flexibilität, widerstandsfähig gegen Öl, Säuren und andere ungünstige Flüssigkeiten.

### Technische Daten

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3490-001
<b>Sensor Type</b>	Fast response, welded exposed junction
<b>Thermocouple Type</b>	K IEC
<b>Cable Connection</b>	Terminated with a miniature flat pin plug
<b>Cable Length</b>	3M
<b>Core / Strands</b>	1/0.3mm
<b>Termination Type</b>	Miniature Plug
<b>Standards Met</b>	(cores & jacket) to IEC-584-3
<b>Insulation Material</b>	Insulation rating: -75°C to 260°C