

KNP-Klemmkopf mit Scharnierdeckel



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Viele alternative Terminalkpfotypen sind verföbar, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Es gibt Unterschiede in Gre, Material, Akkommodation, Widerstand gegen Medien, Feuer- oder sogar Explosionsbestndigkeit sowie in anderen Parametern.

Der KNP Hngdeckel-Terminalkopf ist ein silberlackiertes Aluminiumgehuse, das zum Schutz elektrischer Verbindungen, insbesondere fr Temperatursensoren und Sender in industriellen Umgebungen, entwickelt wurde. Sein scharnierfhiges Deckeldesign ermölicht einen einfachen Zugang fr Wartung und Installation.

Technische Daten

Specifications

Head Type	KNP Hinged Lid Terminal Head
Material	Aluminium Silver Painted
Cable Entry	M20 x 1.5mm
Fixing (Centres)	33mm & 40mm
Max. Temperature	170°C
IP Rating	IP67 rated
Process Entry	1/2" BSPP and 3/4" BSPP
Cap Retaining Type	Hinged Cap