

KF wandmontierter Terminalkopf



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Viele alternative Terminalkopftypen sind verfügbar, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Es gibt Unterschiede in Größe, Material, Akkommodation, Widerstand gegen Medien, Feuer- oder sogar Explosionsbeständigkeit sowie in anderen Parametern.

Der KF wandmontierte Terminalkopf ist ein industrieller Terminalkopf aus Druckgussaluminium mit schwarz oder silber lackierter Oberfläche, der einen robusten Schutz für sensorische Elemente bei Temperaturmessungen bietet.

Technische Daten

Specifications

Head Type	KF Wall Mounted Terminal Head
Material	Aluminium Silver Painted
Cable Entry	M20 x 1.5mm
Fixing (Centres)	33mm & 40mm
Max. Temperature	170°C
IP Rating	IP67 rated
Process Entry	1/2" BSPP
Cap Retaining Type	Screw Cap and retaining chain