

## MA Terminal Head



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Viele alternative Terminalkopftypen sind verfügbar, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Es gibt Unterschiede in Größe, Material, Akkommodation, Widerstand gegen Medien, Feuer- oder sogar Explosionsbeständigkeit sowie in anderen Parametern.

Der MA Terminal Head ist ein kompakter, robuster, mikroartiger Verbindungskopf, der hauptsächlich mit industriellen Temperatursensoren in Bereichen mit begrenztem Platz verwendet wird, aluminiumsilberlackiert.

### Technische Daten

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4129-001
<b>Head Type</b>	MA Terminal Head
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Cable Entry</b>	M16 x 1.5mm
<b>Fixing (Centres)</b>	20mm
<b>Max. Temperature</b>	170°C
<b>IP Rating</b>	IP66 rated
<b>Process Entry</b>	1/8" BSPP
<b>Cap Retaining Type</b>	Cap and retaining screw