



LABFACILITY
TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Messingflansch 50 mm Durchmesser 1/2" BSPT-Gewinde 40 mm PCD



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Messingflansche sind entscheidende Komponenten in Rohrleitungssystemen und bieten robuste und zuverlässige Verbindungen für verschiedene industrielle Anwendungen.

Ihre Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit machen sie geeignet für anspruchsvolle Umgebungen in Branchen wie Öl und Gas, chemische Verarbeitung, Energieerzeugung, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazeutik.

Die richtige Auswahl, Installation und Wartung von Edelstahlflanschen gewährleisten eine effiziente und langlebige Leistung in jedem Rohrleitungssystem.

Technische Daten

Specifications

Product Code	XE-5452-001
General Description	Flanges can be used to secure the sensor assembly into the process.
Material	Brass
Dimensions	50mm dia, 40mm PCD
Sizes	1/2" BSPT