

Selbstklebender PT100-Sensor mit PFA-isolierter Auenhle Typ PRT 1 M Lnge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Der RTF4/NAH-Typ ist ein Oberflächensensor, der in einem Silikongummi-Patch eingeschlossen ist.

Verwendung für Oberflächenanwendungen

Klasse-B-Toleranz

PFA-isoliertes Blei

4-Draht-Endabschluss an IEC60751

Optionen für 1, 3 oder 5 m PFA Lead sind verfügbar

Technische Daten

Specifications

Product Code	XE-3685-001
Sensor Type	Silicone rubber patch with self adhesive foil backing
Element	Pt100
Patch dimensions	L40 x W15mm x D5mm
Cable Length	1M
Cable Type	PFA insulated outer jacket
Core / Strands	7/0.1mm
Cable Termination	Bare Tails
Max. Temperature	+150°C
Min. Temperature	-50°C
Accuracy	Class B
Number of Wires	4