

**0,75 mm Durchmesser glatte Pottdichtung mit 1  
Meter PFA-isoliertem Blei, 7/0,2 mm flaches Paar  
mit ANSI-Achsen isolierter bergang 100 mm  
Lnge**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Schlichter Pot-Dichtung mit 1 Meter PFA-isoliertem Blei, 7/0,2 mm flaches Paar mit Ende.

Feindurchmesser-bergangsverbindungs-Thermoelement-Sonden haben die Hlle an ein Edelstahlrohr gecrimpt, das mit Epoxidharz versiegelt ist und einen PFA-isolierten Fhrungsdraht besitzt.

Wenn Sie grere Mengen bentigen, senden Sie bitte eine E-Mail an [sales@labfacility.com](mailto:sales@labfacility.com) oder rufen Sie unsere Verkaufsnummer 01243 871280 an.

### **Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?**

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierungsstandards rckverfolgbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-Rckverfolgbarkeit ber unsere hauseigene Kalibrierungseinrichtung.

**Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufgen, bezglich Lieferinformationen kontaktiert werden.**

### **Leistungsbeschreibung**

## **Specifications**

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Code</b>         | XE-0215-001                                                                              |
| <b>General Description</b>  | Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails. |
| <b>Sensor Type</b>          | Mineral Insulated                                                                        |
| <b>Thermocouple Type</b>    | K                                                                                        |
| <b>Element/hot junction</b> | Single element, junction insulated                                                       |
| <b>Probe Diameter</b>       | 0.75mm                                                                                   |
| <b>Probe Length</b>         | 100mm                                                                                    |
| <b>Sheath Material</b>      | K - Stainless steel 316                                                                  |
| <b>Pot Type</b>             | Plain (+200°C)                                                                           |
| <b>Cable Length</b>         | 1M                                                                                       |



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cable Type</b>       | PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to ANSI MC96.1)(Max Temp 250°C) |
| <b>Core / Strands</b>   | 7/0.2mm                                                                                       |
| <b>Termination Type</b> | Bare Tails                                                                                    |
| <b>Max. Temperature</b> | +750°C                                                                                        |
| <b>Min. Temperature</b> | -100°C                                                                                        |
| <b>Tolerance</b>        | Class 1                                                                                       |
| <b>Standards Met</b>    | In accordance with ANSI MC96.1                                                                |