



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Standard-Hochtemperatur-(650C) keramische Thermoelement-Buchse T IS-N-F-HTC ype N IEC



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Die Lieferzeit für diese Artikel kann etwa 4 bis 5 Wochen betragen. Unser Verkaufsteam kontaktiert Sie nach der Bestellung mit weiteren Details und Lieferupdates.

Bitte nutzen Sie den Tab 'Produktanfrage' rechts, wenn Sie vor der Bestellung weitere Informationen benötigen.

Produktcode: IS-N-F-HTC

Schwerlast-Keramikkörper für den Einsatz bis zu 650°C

Alle Stecker waren weiß gefirbt, mit einem IEC-farbigem Punkt auf dem Gehäuse

Specifications

| | |
|-------------------|------------------|
| Product Code | XE-1564-001 |
| Type | High Temperature |
| Thermocouple Type | Ceramic |
| Colour | White |
| Max. Temperature | 650°C (1200°F) |
| Min. Temperature | -29°C (-20°F) |