

## **IEC-gefertigte Rohrthermoelemente mit Crimpdichtung und Anschlussdraht - Typ T - 4,5 mm Manteldurchmesser - 50 mm Mantellänge**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Typische Anwendungen  
 Industrielle Prozesskontrolle  
 Rohre oder Kanle  
 fen und Heizung  
 Universell einsetzbar

**Leistungsbeschreibung**

**Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-7928-001
<b>General Description</b>	Fabricated IEC Thermocouple with Rigid Stainless Steel Sheath with 1 metre PFA lead
<b>Thermocouple Type</b>	T
<b>Cable Length</b>	1M
<b>Cable Type</b>	PFA
<b>Termination Type</b>	Stripped Wires
<b>Sheath Length (mm)</b>	50mm
<b>Sheath Diameter (mm)</b>	4.5mm
<b>Max. Temperature</b>	250°C
<b>Min. Temperature</b>	-75°C
<b>Tolerance</b>	Class 1
<b>Standards Met</b>	IEC
<b>Number of Wires</b>	2
<b>Series</b>	Fabricated Tube Thermocouple