



## Oberflächenmontierbarer RTD-Sensor mit 3-poligem Miniaturstecker - 1M Länge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Ein angeschraubter RTD-Temperatursensor mit einem Aluminiumgehäuse für eine schnelle thermische Reaktion und einer Lasche mit 3-mm-Befestigungsloch für eine einfache Montage, komplett mit PFA-Kabel und -Enden.

Der Sensor kann auf den meisten ebenen Oberflächen zementiert, geklebt, geschraubt oder verschraubt werden.

Er verfügt standardmäßig über einen Pt100-Klasse-A-Sensor mit optionalem Pt1000-Sensor und passenden Leitungslängen sowie über nicht standardmäßige Steckeroptionen, wie z. B. den Lemo-Stecker, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-7703-001
<b>General Description</b>	RTD-830 style - Stripped 75mm tails as standard
<b>Termination Type</b>	Miniature 3-PIN Plug
<b>Max. Temperature</b>	230°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Tolerance</b>	Class A
<b>Length</b>	1M Lead
<b>Number of Wires</b>	4 wire or 3 wire with connector
<b>Series</b>	Bolt on RTD