

## **PTFE-isoliertes Zwillingsverdrilltes IEC-Offenliegendes bergangsthermoelement mit nackten Endenden Typ K 250 mm Kabellänge**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermoelement Typ K, J oder T. Schnelle Ansprechanlage, geschweite freiliegende Verbindung, verfügbar nach der Klasse-1-Kabelspezifikation gem BS EN 60584-3:2008 mit Bare-Tails-Abschluss.

Ideal für Test- und Entwicklungsanwendungen.

Technische Daten

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3502-001
<b>General Description</b>	Fast response, welded exposed Junction
<b>Sensor Type</b>	Exposed Junction
<b>Cable Length</b>	250mm
<b>Core / Strands</b>	1/0.2mm
<b>Cable Termination</b>	Bare tails
<b>Max. Temperature</b>	+260°C
<b>Min. Temperature</b>	-75°C
<b>Tolerance</b>	Class 1
<b>Standards Met</b>	IEC-584-3