

**PFA-isoliertes IEC-Feinspur-Offenliegendes
bergangsthermoelement (0,076 mm Leiter) Typ K
300 mm Länge**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermoelement Typ K. Schnelle Ansprache, geschweifte freiliegende Verbindung mit nackten Enden erhltlich. Ideal fr Test- und Entwicklungsanwendungen.

Technische Daten**Specifications**

Product Code	XE-0453-001
General Description	Fast response, welded tip exposed junction
Sensor Type	Exposed Junction
Thermocouple Type	K IEC
Cable Length	300mm
Cable Type	Teflon® PFA insulated wires
Core / Strands	0.003" (0.076mm) conductors
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	260°C
Min. Temperature	-75°C
Standards Met	IEC-584-3
Series	Exposed Junctions