

WT635 Holzfeuchtemessgert







Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Datasheet



Dieses Przisionsmessgert verwendet die fortschrittlichste Mikrocontroller-Computerchip-Core-Technologie. Es bietet genauere Daten, eine einfache Bedienung und visuelle Messungen. Mit 10 Zahnrdern kann es einen genaueren Feuchtigkeitswert bieten.

Der WT635 ist leicht zu transportieren und eignet sich fr die Messung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz, Bambus, Papier, Krutermedizin und anderen Holzfaserartikeln.

Es stehen 8 Zahnrder fr die Holzvermessung und 2 Zahnrder fr die Baustoffvermessung zur Verfgung.

Aufbewahrung von Daten

Nehmen Sie einen Mikrocomputer (CPU) an, um die Messung genauer zu machen.

1000mAh Lithiumbatterie

Das groe LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt fr klare und parallaxenfreie Messwerte.

Automatische Abschaltung nach 10 Minuten ohne Bedienung oder manuelle Abschaltung.

Messen Sie die Temperatur der Umgebung.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-4155-001
Model	WT635
General Description	Wood Moisture Meter
Accuracy	+/- 2% on Wood grades 1 to 8
Resolution	+/- 0.5%
Battery	1000mAh 3.7V Lithium Battery
Current Consumption	150mA (no sound)
Dimensions	134mm x 61mm x 25mm
Temperature Range	-9.9°C - 60°C
Power Consumption	DC 2.75 - 3.7V
-	