

## WT9055 Digitales Pegelmessgerät



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Der digitale Lautstärkemesser WT9055 ist neuartig, klein und tragbar. Das Gerät ist für die Messung von Fabrikumgebungen, Qualitätskontrolle, Gesundheitsprävention und verschiedenen Umgebungsgeräuschen geeignet, einschließlich Bros, Transportrouten, Stereoanlagen und vielem mehr.

Schallpegelmessung (dBA)

MIN / MAX / Sperrstromwert

Datenspeicher

LCD-Hintergrundbeleuchtungsfunktion

Manuelles / automatisches Abschalten

Hintergrundbeleuchtung

Software für diese Produkte kann bei  
heruntergeladen werden.

[diesen Link](#)

### Technische Daten

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4157-001
<b>Model</b>	WT9055
<b>Type</b>	Sound Level Meter
<b>Accuracy</b>	+/- 1.5dB
<b>Resolution</b>	0.1dB(A)
<b>Battery</b>	3 x 1.5V AAA
<b>Dimensions</b>	53.4mm x 31.4mm x 131.7mm
<b>Working Temperature</b>	0-40°C
<b>Operating Humidity</b>	10-80% RH
<b>Weight</b>	96.38g
<b>Storage Temperature</b>	10-60°C
<b>Measuring range</b>	35-130dB (A)



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

<b>Important Information</b>	Frequency response: 31.5Hz - 8KHz
------------------------------	-----------------------------------