

ThermaLite Lebensmittel-Sonden-Thermometer



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

ThermaLite Thermometer mit sofortiger Ablesung für den täglichen Einsatz in der Lebensmittel- und Gastronomie.

Schnelle und genaue Messwerte

Hohe Genauigkeit mit großem Temperaturbereich

CalCheck 0,0 °C Funktion

Kostenloses rückführbares Kalibrierzertifikat

Wasserdicht nach

[IP66](#)

[Polygiene BioMaster](#)

Produktschutz

Erfüllt die europäische Norm EN 13485

Das ThermaLite ist ideal für die Einhaltung von HACCP und ein einfaches und genaues Taschenthermometer.

Der ThermaLite hat eine lange Akkulaufzeit von 2.000 Stunden. Es schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, um die Akkulaufzeit zu maximieren und anzuzeigen, wenn der Akku fast leer ist. Bei Bedarf bietet diese Lebensmittelthermometersonde die Möglichkeit, problemlos zwischen C/F umzuschalten.

Die Lebensmittelsonde aus Edelstahl mit reduzierter Spitze sorgt für genaue Messwerte. Und bei einem Durchmesser von nur 2 mm sieht man kaum, wo die Messspitze eingesetzt wurde.

Das Thermometer wird mit einer Schutzhülle für den Fehler geliefert, um sicherzustellen, dass es während der Lagerung sicher aufbewahrt wird.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-4203-001
Accuracy	+/-0.5 °C (-10 to 100 °C), +/-2.5 °C (200 to 300 °C) otherwise +/-1.5 °C
Resolution	0.1°C / F
Battery	3 volt CR2032 lithium coin cell
Colour	White
Dimensions	22 x 36.3 x 223 mm
Display Type	25 x 23.5 mm LCD
Max. Temperature	300°C

Min. Temperature	-40°C
Weight	67 Grams including probe cover
Power Consumption	2000 hour battery life
Sensor Type	Thermistor
Standards Met	IP66
Accessories	FREE traceable calibration certificate
Construction	ABS plastic includes Biomaster product protection
Guarantee	1 year
Important Information	Please note that certificates supplied do not display an expiry date. They state the date the item was manufactured. The frequency of recalibration is determined by each customer's specific application requirements and internal quality procedures.