

ThermaPod USB Temperatur-Datenlogger



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Schnelle softwarefreie Datendownloads

Ideal für Lagerung und Transport

Aufzeichnung von bis zu 7.500 Messwerten

Spritzwassergeschützt nach IP65

Temperaturbereich -20 bis 85 C

Automatisierte Temperaturoaufzeichnung

Automatisieren Sie die bewachung der Umgebungstemperatur kostengünstig mit dem ThermoPod USB-Logger. Mit einem Bereich von -20 bis 85 C ist er ideal für die bewachung der Lagerbedingungen für gekühlte Gegenstände wie Lebensmittel und Pharmazeutika oder der Umgebungstemperaturen in Rumen, Lagerrumen und Zoos.

Da kein Software-Download erforderlich ist, eignet es sich perfekt für Prozesse wie Transporte. Der Benutzer kann sofort nach der Ankunft einen PDF-Bericht erstellen, der eine schnelle Bestätigung darüber ermöglicht, ob die Ware angenommen oder abgelehnt werden sollte.

Einfach einzurichten

Programmieren Sie Ihre eingestellten Intervalle ganz einfach mit zwei Tasten auf beiden Seiten des Displays. Wählen Sie zwischen 6 und 255 Minuten. Die LED blinkt während der Aufnahme grün. Der Logger kann bis zu 7.500 Messwerte speichern.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-4204-001
Accuracy	+/-0.5°C (-10 to 70°C) otherwise +/-1°C
Readings	7,500 memory
Resolution	0.1°C
Logging Interval	6 seconds to 255 minutes
Battery	3 volt CR2032 lithium coin cell
Colour	White
Dimensions	14.5 x 26 x 76 mm
Automatic Shutdown	Auto off after 30 seconds
Max. Temperature	85°C
Min. Temperature	-25°C



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Weight	26 grams
Power Consumption	1000 hours battery life
Standards Met	IP65