

GT120M Laser-Abstandsmesser



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Der Laser-Abstandsmesser ist ein uerst vielseitiges und praktisches Werkzeug, das fr eine Vielzahl von Bau- und Industrieanwendungen entwickelt wurde. Es liefert genaue Messungen von Entfernung, Flche und Volumen und ist daher fr Fachleute, die Przision und Effizienz vor Ort bentigen, von unschztzbarem Wert.

Ideal fr den Einsatz in groen Rumen wie Rumen, Wohnungen, Gebuden, Immobilienentwicklungen, Fabriken, Lagerhusern, Grten, Straen und Infrastrukturprojekten, sorgt dieses Gert fr zuverlssige und konstante Ergebnisse. Sein benutzerfreundliches Design ermoglicht schnelle und przise Messungen, was Zeit spart, Fehler reduziert und die Produktivitt in vielen Bereichen steigert, in denen genaue Entfernungs- und Madaten unerlsslich sind.

Technische Daten

Specifications

Product Code	XE-4158-001
Model	GT120M
General Description	Laser Distance Meter with Built-in Spirit Level
Type	Single/Continuous Measurement - Area/Volume/Pythagorean Calculation Measurement
Communications Protocol	Laser: class II, 635nm, <1mW
Accuracy	+/-2mm / +/-100*10 ⁻⁶ *D
Readings	Data Storage: 30 groups
Storage Temperature Range	-20°C - 60°C
Ambient Operating Temperature	0°C - 40°C
Battery	3 x 1.5V AAA
Dimensions	110 x 51.3 x 26.5 mm
Automatic Shutdown	Automatic laser shutdown: approximately 30 seconds of inactivity. Auto power off: approximately 180 seconds of inactivity
Weight	90.2g