

ANSI-Schrauben-In-Thermoelement-Temperatursonden Typ K 1/2" BSPP 200 mm Länge x 3 mm Durchmesser



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Schrauben Sie Typ-K-Temperatursensoren mit einem Messbereich von -75 bis +250C und 1 Meter PFA-Flachdraht an.

Für die direkte Montage in Behälter, Rohren, Tanks oder Kanäle zur Messung der Flüssigkeits- oder Gastemperatur.

Typische Anwendungen

Industrielle Prozesssteuerung

Rohre oder Kanäle

Schiffe & Tanks

Technische Daten

Specifications

Product Code	XE-7375-001
General Description	Screw in Type K thermocouple
Thermocouple Type	K ANSI
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	200mm
Sheath Diameter (mm)	3mm
Process Connection options	1/2"BSPP
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-75°C
Standards Met	ANSI
Number of Wires	2