

## ANSI-Schrauben-in-Thermoelement-Temperatursonden Typ K 1/2" BSPP 50 mm Länge x 6 mm Durchmesser



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Schrauben Sie Typ-K-Temperatursensoren mit einem Messbereich von -75 bis +250C und 1 Meter PFA-Flachdraht an.

Für die direkte Montage in Behälter, Rohren, Tanks oder Kanäle zur Messung der Flüssigkeits- oder Gastemperatur.

Typische Anwendungen

Industrielle Prozesssteuerung

Rohre oder Kanäle

Schiffe & Tanks

**Technische Daten**

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-7376-001
<b>General Description</b>	Screw in Type K thermocouple
<b>Thermocouple Type</b>	K ANSI
<b>Cable Length</b>	1M
<b>Cable Type</b>	PFA
<b>Termination Type</b>	Stripped Wires
<b>Sheath Length (mm)</b>	50mm
<b>Sheath Diameter (mm)</b>	6mm
<b>Process Connection options</b>	1/2"BSPP
<b>Max. Temperature</b>	250°C
<b>Min. Temperature</b>	-75°C
<b>Standards Met</b>	ANSI
<b>Number of Wires</b>	2