




LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

ANSI K Nadelspitzen-Temperaturmesser 3,3 x 110 mm mit Mini-Stecker



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Diese Nadelspitzen-Temperaturmesser (3,3 110 mm) mit Mini-Stecker ist fr eine schnelle und genaue Temperaturmessung in weichen und halbfesten Materialien konzipiert. Die feine Nadelspitze aus Edelstahl sorgt fr eine schnelle Reaktion und ermoglicht ein einfaches Einfhren mit minimaler Strung der Probe. Langlebig und vielseitig eignet er sich fr Lebensmitteltests, Laborarbeit und eine Vielzahl allgemeiner Anwendungen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-0043-001
General Description	Needle Tip
Thermocouple Type	ANSI
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	110mm
Termination Type	Miniature Plug
Max. Temperature	260°C
Min. Temperature	-50°C
Standards Met	ANSI Type K
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow