




LABFACILITY
TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

ANSI K Air Tip Temperaturprobe 4 x 110 mm mit Mini-Stecker



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Diese Luftspitztemperaturprobe (4 110 mm) mit Mini-Stecker ist fr eine schnelle und genaue Messung von Luft- und Gastemperaturen konzipiert. Sein perforiertes oder freiliegendes Spitzendesign ermoglicht einen ausgezeichneten Luftstrom um den Sensor, was schnelle Reaktionszeiten und stabile Messwerte liefert. Robust und vielseitig ist er ideal fr HLK-Tests, Umweltberwachung und eine Vielzahl von Labor- oder Industrieanwendungen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-0042-001
General Description	Air Tip Probe
Thermocouple Type	ANSI
Probe Diameter	4mm
Probe Length	110mm
Termination Type	Miniature Plug
Max. Temperature	250°C
Standards Met	ANSI Type K
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow