

## Selbstklebender PT100-Sensor mit PFA-isolierter Auenhle Typ PRT 2M Lnge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Der RTF4/NAH-Typ ist ein Oberflächensensor, der in einem Silikongummi-Patch eingeschlossen ist.

Verwendung für Oberflächenanwendungen

Klasse-B-Toleranz

PFA-isoliertes Blei

4-Draht-Endabschluss an IEC60751

Optionen für 1, 2, 3 oder 5 m PFA Lead sind verfügbar

### Technische Daten

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3688-001
<b>Sensor Type</b>	Silicone rubber patch with self adhesive foil backing
<b>Element</b>	Pt100
<b>Patch dimensions</b>	L40 x W15mm x D5mm
<b>Cable Length</b>	2M
<b>Cable Type</b>	PFA insulated outer jacket
<b>Core / Strands</b>	7/0.1mm
<b>Cable Termination</b>	Bare Tails
<b>Max. Temperature</b>	+150°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Accuracy</b>	Class B
<b>Number of Wires</b>	4