

## Lascar EL-PROBE-EXTENDER



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**EL-SONDE-VERLNGERER**

3,5-mm-Buchse auf eine weibliche 3,5-mm-Steckdose, die verwendet werden kann, um die mit allen Lascar-Thermistor-Produkten (TP und TP+) gelieferte Sonde auszufahren.

**Technische Daten****Specifications**

<b>General Description</b>	Probe extenders for Lascar data loggers
<b>Type</b>	3.5mm jack to female 3.5mm socket
<b>Cable Length</b>	1.5M, 3M, 5M, 10M