

BF Wireless Fleischthermometer mit WLAN und Bluetooth



Cook With Confidence, Not Constraint



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Single Probe (BF70) oder Dual Probe (BF80) Optionen. Wasserdicht und hitzebestndig.

Dieses BF80 drahtlose Fleischthermometer verfgt ber zwei separate Edelstahlsonden, um zwei Lebensmittel gleichzeitig zu messen und die Grilleffizienz zu verbessern. Die hitzebestndigen Sonden passen sich an fen und Grills an, und Sie knnen sie nach dem Abkhlen nach dem Kochen mit khlem Wasser absplen. Die BF70-Version hat die gleichen Funktionen mit einer einzelnen Sonde.

Duale drahtlose Verbindung. Als multifunktionale Grillthermometer-Sonde ist es mit zwei drahtlosen Modulen ausgestattet: 2,4-GHz-WLAN ermoglicht grenzenlose Fernberwachung, egal wie weit man von Kochern entfernt ist, whrend ein aufgerstetes Bluetooth 5.4 eine konstante Signalabdeckung bis zu 150 Meter bietet. Dieses praktische Fleischprobe-Thermometer hlt Sie flexibel ber den Kochstand drinnen oder drauen auf dem Laufenden.

150 Wide View-Bildschirm und prziser TI-Chip. Ausgestattet mit einem 150 Panorama-Breitblick-Positivdisplay und einem leistungsstarken TI-Chip liefert diese drahtlose Fleischthermometer-Smart-Basis ultrastabile, genaue Temperaturwerte fr Grillen und Backen. Er teilt den Bildschirm auf, um Umgebungstemperatur und voreingestellte Temperatur anzuzeigen und ermoglicht so einen einfachen Offline-Touch-Betrieb ohne Handy.

Benutzerdefinierte APP-Verwaltung. Sie knnen verschiedene Fleischzieltemperaturen vollstndig ber die exklusive passende APP dieses drahtlosen BF-Fleischthermometers anpassen. Das System generiert automatisch visualisierte Temperaturkarten, um Ihre Kochaufzeichnungen zu speichern, die Ihnen helfen, Ihre Kochfhigkeiten Schritt fr Schritt zu optimieren und selbstgemachte Barbecue-Rezepte zu optimieren.

Langer Akku und vielseitiges Geschenk. Die Basis bietet eine 24-stndige Laufzeit, und Sonden werden nach einem 10-minutigen Schnellladen 33 Stunden genutzt genug fr ganztgiges Rauchen bei niedriger Temperatur und langes Rsten zu Hause. Kompatibel mit fen, Heiluftfritteusen und Outdoor-Grillszenarien wird dieses drahtlose Fleischthermometer zu einem praktischen berraschungsgeschenk fr Grillliebhaber und Kochliebhaber zu Feiertagen.

Technische Daten

Specifications

Model	BF70 (single probe) or BF80 (Dual probe)
General Description	Wireless Meat Thermometer
Communications Protocol	WiFi & 100m Bluetooth Range
Accuracy	+/- 1°C (+/- 1.8F)
Ambient Operating Temperature	up to 400°C (752°F)
Battery	1 x 9V battery (included). Rechargeable
Display Type	2.4 inch LCD display

Power Consumption	Wireless probes: 5 min fast charging for 33+ hours of use
-------------------	---